



EL SK



MOBIAK®

MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

Οδηγίες Χρήσης:

Στρώματος Κατακλίσεων Ραβδωτό με Αεραντλία

Návod na použitie:

Antidekubitný pruhovaný matrac s vetracími otvormi,
CPR ventil s elektrickou vzduchovou pumpou

Distribútor: VELCON spol. s r. o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika

Preklad zabezpečil distribútor VELCON spol. s r. o.

0806285 (0806286 & 0806278)



Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uchovajte ho pre budúce použitie.

Dôležité bezpečnostné pokyny

01/2022

Τα αεροστρώματα μπορούν να περιορίσουν & να θεραπεύσουν τα έλκη κατάκλισης σε χρόνια κατακλιμένους ασθενείς ή σε άτομα με πολύωρη παραμονή στο κρεβάτι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νοσοκομειακή ή οικιακή χρήση. Κατανέμουν ομοιόμορφα την πίεση στο σώμα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οιδήματος.

Η αεραντλία εναλλάσσει την πίεση του αέρα στο στρώμα δημιουργώντας την αίσθηση ελαφρού μασάζ & ενεργοποιεί τα ακινητοποιημένα λόγω της κατάκλισης κύτταρα.

Το συγκεκριμένο προϊόν ενδείκνυται για ασθενείς που είναι πιθανό να περάσουν περισσότερες από 15 ώρες την ημέρα στο κρεβάτι και για ασθενείς που χαρακτηρίζονται από χαμηλό έως μεσαίο κίνδυνο εμφάνισης έλκους κατάκλισης. (Stage I to II)

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Για το Ραβδωτό στρώμα (0806286):

- ☐ Τοποθετήστε το αερόστρωμα πάνω από το στρώμα του κρεβατιού, έχοντας πρώτα τεντώσει το κάτω σεντόνι, προσέχοντας η είσοδος του αέρα να βρίσκεται στην μεριά των ποδιών.
- ☐ Στερεώστε το με τις προεκτάσεις κάτω από το στρώμα
- ☐ Τοποθετήστε πάνω από το αερόστρωμα ένα λεπτό αναπνέον ύφασμα, εφόσον δεν συνοδεύεται από δικό του κάλυμμα, ώστε να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με το δέρμα του ασθενούς.

Για την Αεραντλία (0806278):

- ☐ Συνδέστε το στρώμα με την αντλία χρησιμοποιώντας τους καταλλήλους σωλήνες που υπάρχουν στην συσκευασία, όταν ακούσετε το “κλικ”, σημαίνει ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά & έχουν ασφαλίσει. Συνδέστε την αντλία στο ρεύμα, πάτησε τον διακόπτη ON/OFF & γυρίστε τον διακόπτη στο μέγιστο, ώστε να φουσκώσει το στρώμα, ΠΡΙΝ χρησιμοποιηθεί από τον ασθενή
- ☐ Όταν το στρώμα φουσκώσει εντελώς μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της πίεσης, ανάλογα των απαιτήσεων του χρήστη, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.
- ☐ **ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέγιστος χρόνος χρήσης STATIC: 20 λεπτά**

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Για την Αεραντλία (0806278):

- ❑ Πατήστε το πορτοκαλί διακόπτη για επιλογή Σταθερής Πίεσης. Ο διακόπτης αυτός ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εναλλασσόμενη ροή αέρα από την αντλία προς το στρώμα και δίνει συνεχόμενη ροή.
- ❖ **Αν παραστεί ανάγκη εφαρμογής Καρδιακής Αναζωογόνησης (CPR) στον ασθενή, τραβήξτε άμεσα την βαλβίδα (CPR) για να απελευθερώσετε άμεσα τον αέρα από το στρώμα. Η βαλβίδα (CPR) βρίσκονται στην αριστερή πλευρά στο πάνω μέρος του στρώματος. Αφαιρέστε και τον ταχυσύνδεσμο από την αντλία για ακόμα γρηγορότερο ξεφούσκωμα**
- ❖ **Από τις ράβδους του αεροστρώματος, οι τέσσερις έχουν οπές αερισμού στις άκρες τους.**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΛΙΑ	Τάση Λειτουργίας (V)-Συχνότητα (Hz)	AC220V/ 50HZ
	Έξοδος Αέρα	≥ 5-6 ΛΙΤΡΑ / ΛΕΠΤΟ
	Ευρος πιεσεων	50mmHg – 110mmHg
	Κύκλος Εναλλαγής	12 min
	Κατανάλωση	≤ 7 W ± 10%
	Θορυβος	≤ 25 dB ± 10%
	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	26 x 12,5 x 8,5 cm
	Βάρος Αντλίας	1,3 Kg
ΣΤΡΩΜΑ ΡΑΒΔΩΤΟ	Μέγιστο Φορτίο	145 Kg
	Χρώμα	Μπλε
	Υλικο	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) Ιατρικής Κλάσης
	Πάχος Στρώματος	0,45 mm
	Διαστασεις	190 x 85 x 11,5 cm (17 cells)
	Μήκος Σωλήνα Σύνδεσ.	150cm
	Βάρος	5 Kg

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- ☐ Για τον καθαρισμό του στρώματος χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι & νερό με ήπιο σαπούνι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε χρήση όξινων & καυστικών διαλυμάτων..
- ☐ Μην καπνίζετε & μην κάνετε οποιαδήποτε χρήση φλόγας κοντά στο στρώμα.
- ☐ Μην έχετε το στρώμα σε επαφή με άμεσες εστίες θερμότητας
- ☐ Αν χρειαστεί να αποθηκεύσετε το στρώμα, αδειάστε το από τον αέρα, διπλώνοντάς το
- ☐ Διατηρείτε την αντλία σε καθαρό, στεγνό περιβάλλον & καλά αεριζόμενο περιβάλλον
- ☐ Πριν καθαρίσετε την αντλία, αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- ☐ Καθαρίζετε την αντλία με στεγνό πανί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φέρετε την αντλία σε επαφή με υγρά.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

<u>Κωδικός</u>	<u>Περιγραφή</u>
0806286	ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΟ ΑΕΡΙΖ. CPR
0806278	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑ "PREMIUM"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ☐ Μην αποσυνδέετε τους σωλήνες ενώ η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα κοντά στο στρώμα
- ☐ Μην ξεπερνάτε το μέγιστο φορτίο (κιλά) που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.
- ☐ Προστατέψτε το προϊόν από έλαια, λοσιόν και κρέμες, σκεπάζοντάς την επιφάνεια του με βαμβακερό ή μάλλινο ύφασμα ή μία πετσέτα μπάνιου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ☐ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση το οινόπνευμα όταν καθαρίζετε το προϊόν. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο υλικό του .
- ☐ Καθαρίσετε το προϊόν μετά από κάθε ημερήσια χρήση. Σας συνιστούμε να το καθαρίζετε με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να την προστατεύσει από τους λεκέδες λαδιού και σκόνης. Μια κοινή πρακτική είναι να χρησιμοποιήσετε ένα μπουκάλι ψεκασμού γεμάτο με ένα μείγμα από αντι-βακτηριακό σαπούνι και νερό. Ψεκάστε το προϊόν & έπειτα σκουπίστε το με μια καθαρή πετσέτα. Η καλύτερη λύση είναι να καθαρίζεται με ζεστό νερό ανακατεμένο με ήπιο σαπούνι και μετά να σκουπίζεται καλά.
- ☐ Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα.
- ☐ Μην αφήνετε το προϊόν σε λειτουργία και εάν δεν χρησιμοποιείτε

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας της αντλίας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο

ΠΡΟΣΟΧΗ (!)

Η χρήση της παρακάτω συσκευής απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό για τη διεξαγωγή γενικών νοσηλευτικών διαδικασιών και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση με γνώση της πρόληψης και θεραπείας των ελκών

Η MOBIAC Α.Ε απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο

Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στη συσκευή και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.
- 4) Τα ηλεκτρικά προϊόντα λόγω των δομικών υλικών τους, εάν δεν απορριφθούν σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικούς και επιπλέον κινδύνους για την υγεία.

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη στην αντλία & έξι (6) μήνες στο στρώμα & τα υπόλοιπα μη μηχανικά μέρη από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Φόρμα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Ονοματεπώνυμο :

Ημ/νία Αγοράς: S/N

LOT: Τηλέφωνο:

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία :

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: Σφραγίδα καταστήματος

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - CREE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



POPIS PRODUKTU

Antidekubitné matrace sú špeciálne určené na liečbu a pomoc proti preležaninám u ležiacich pacientov. Môžu byť použité v nemocnici alebo v domácnosti. Rovnomerne rozložíte tlak tela, aby ste predišli edému.

Pumpa prepína tlak vzduchu v matraci, vytvára pocit ľahkej masáže a aktivuje znehybnené bunky.

Tento produkt je indikovaný a odporúčaný pre pacientov, ktorí pravdepodobne strávia viac ako 15 hodín denne na lôžku a pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku vredov a preležanín (Štádium I až II).

PREVÁDZKA

Pre pruhovaný matrac (0806286)

- ☐ Umiestnite nafukovací matrac na posteľ, pričom najprv natiahnite spodnú plachtu a uistite sa, že prívod vzduchu je na bočnej strane nôh.
- ☐ Zaistite ho pomocou upevňovacích popruhov pod matracom
- ☐ Na nafukovací matrac umiestnite tenkú priedušnú látku (ak nie je doplnený vlastným poťahom), aby neprišla do priameho kontaktu s pokožkou pacienta.

Pre pumpu (0806278)

- ☐ Matrac pripevnite k pumpe pomocou vhodných hadíc, ktoré sú súčasťou balenia, keď budete počuť „cvaknutie“, spojenie bude zaistené. Pripojte pumpu k zdroju napájania, stlačte vypínač „ON/OFF“ a otočte gombík na maximum, aby ste nafúkli matrac, ešte PRED POUŽITÍM.
- ☐ Keď je matrac úplne nafúknutý, môžete pomocou spínača nastaviť rozsah tlaku v závislosti od požiadaviek užívateľa.
- ☐ POZOR: STATICKÝ režim je len 20 minút!!!

PREVÁDKOVÉ POUŽITIE

Pre pumpu (0806278) :

- ☐ Stlačením „oranžového“ prepínača vyberte statický tlak. Tento spínač aktivuje alebo deaktivuje striedavý prúd vzduchu z pumpy do matraca a poskytuje nepretržité prúdenie.
- ❖ Keď je nutné vykonať CPR na pacientovi, rýchlo potiahnite ventily CPR, aby sa uvoľnil vzduch z matraca. Ventil CPR sa nachádza na konci hlavy, na ľavej strane matraca. Ďalší konektor, ktorý sa nachádza na pumpe, možno odpojiť pre ešte rýchlejšie vyfúknutie.
- ❖ Z rúrok antidekubitného matraca vychádzajú štyri trubice s vetracími otvormi na okrajoch

ES vyhlásenie o zhode

Sme výlučne zodpovední za vyhlásenie, že zdravotnícke pomôcky uvedené v tomto vyhlásení patria do triedy nízkeho rizika (trieda I) a spĺňajú požiadavky európskeho nariadenia 745/2017 a tam, kde je to vhodné, aj normy a právne predpisy, na ktoré sa odkazuje.

PUMPA	Napätie (V) - Frekvencia (Hz)	AC220V/ 50HZ
	Výstup vzduchu	≥ 5-6 lit/min
	Rozsah tlaku	50mmHg – 110mmHg
	Čas jedného cyklu	12 min
	Spotreba energie	≤ 7 W ± 10%
	Hluk	≤ 25 dB ± 10%
	Rozmery (DxŠxV)	26 x 12,5 x 8,5 cm
	Váha pumpy	1,3 Kg
PRUHOVANÝ MATRAC	Maximálna záťaž	145 Kg
	Farba	Modrá
	Materiál	PVC lekárskej kvality
	Hrúbka PVC	0,45 mm
	Rozmery (DxŠxV)	190 x 85 x 11,5 cm (17 buniek)
	Dĺžka hadice	150cm
	Hmotnosť	5 Kg

ÚDRŽBA

- ☐ Na čistenie matraca použite mäkkú handričku alebo špongiu a vodu s jemným mydlom. **POZOR:** Nepoužívajte kyseliny a žieraviny.
- ☐ V blízkosti matraca nefajčite a nepoužívajte plameň.
- ☐ Matrac nesmie byť v kontakte s priamymi zdrojmi tepla.
- ☐ Ak potrebujete matrac odložiť, vyprázdnite ho a zložte ho
- ☐ Pumpu uchovávajte alebo skladujte v čistom, suchom a dobre vetranom prostredí.
- ☐ Pred čistením čerpadlo odpojte od elektrického napájania.
- ☐ Pumpu čistite suchou handričkou. **UPOZORNENIE:** Pumpa nesmie prísť do kontaktu s kvapalinami.

DÔLEŽITÉ (!)

UPOZORNENIA

- ☐ Neodpájajte hadice, kým je pumpa v prevádzke.
- ☐ V blízkosti matraca nepoužívajte ostré predmety.
- ☐ Neprekračujte maximálnu nosnosť (kg), ktorú odporúča výrobca.
- ☐ Matrac chráňte pred olejmi, pleťovými vodami a krémami, prikrytím bavlnenou priedušnou plachtou, prípadne osuškou.
- ☐ Nepoužívajte abrazívne čistenie na báze alkoholu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu materiálu.

- ☐ Čalúnenie matraca čistíte po každodennom použití.

Odporúčame čistiť čalúnenie jemným čistiacim prostriedkom, aby ste ho ochránili pred olejovými škvrnami a prachom. Bežnou praxou je použitie sprejovej fľaše naplnenej zmesou antibakteriálneho mydla a vody. Nastriekajte na povrch a potom utrite čistou handričkou. Najlepším riešením je vyčistiť teplou vodou zmiešanou s jemným mydlom a potom dôkladne vysušiť.

- ☐ Chráňte matrac pred poškriabaním, prerezaním a prepichnutím.
- ☐ Ak výrobok nepoužívate, nenechávajte ho zapnutý

DÔLEŽITÉ (!)

V prípade poškodenia alebo poruchy pumpy sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu.

Výrobok nepoužívajte na účely, ktoré nie sú uvedené v tomto návode

**So zariadením môže pracovať iba kvalifikovaný personál alebo
vyskolený na liečbu a prevenciu preležanín**

**MOBIAK S.A odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek
následky vyplývajúce z nesprávneho používania tohto produktu a z
neoprávnených úprav produktu.**

**MOBIAK S.A si vyhradzuje právo zmeniť informácie uvedené v
tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.**



Ochrana životného prostredia

Ak jedného dňa zistíte, že váš výrobok potrebuje výmenu, alebo vám už
neslúži, berte do úvahy životné prostredie:

- 1) Nevyhadzujte vaše zariadenie spolu s komunálnym odpadom (to je
význam pre uvedený symbol recyklácie).
- 2) Obráťte sa na obecný úrad, ktorý uvedie miesto likvidácie vášho
zariadenia na.
- 3) Recyklácia pomáha chrániť životné prostredie a prevádzkové
materiály vášho zariadenia.

NÁHRADNÉ DIELY

REF. ČÍSLO	POPIS
0806286	PRUHOVANÝ MATRAC S VENTILÁCIOU & CPR
0806278	PUMPA "PREMIUM"

Na výrobok sa vzťahuje záruka dva (2) roky na pumpu a šesť (6) mesiacov na matrac a ostatné nemechanické časti. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a nie na škody spôsobené nesprávnym používaním/údržbou produktu.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a NEVZŤAHUJE sa na škody spôsobené nesprávnym používaním, zlou údržbou, úpravami, zneužitím alebo nedodržaním návodu na obsluhu produktu.

Poškodenie alebo chyby spôsobené: prírodnými katastrofami, neoprávnenou údržbou alebo opravou, problémami s napájaním (ak je to vhodné) a prepravnými spoločnosťami nie sú kryté zárukou.

Záručný formulár

Údaje o kupujúcich

Meno:

Dátum nákupu: S/N

Šarža: Telefón:

Údaje predajcu

Názov :
.....VELCON spol. s r. o.

Address:.....Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová

Telefón:0800 199 060.....

velcon
VELCON spol. s r.o.

Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
IČO: 36056677, IČ DPH: SK2021696159

Pečiatka predajcu

HLÁSENIE INCIDENTU:

Akýkoľvek vážny incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s používaním pomôcky, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko.



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANΑ AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Popis symbolov, ktoré boli vytlačené na štítku, hlavnej škatuli a v používateľskej príručke

	Ιατρική Συσκευή Zdravotnícka pomôcka		Σήμα συμμόρφωσης CE Značka CE
	Κατασκευαστής Výrobca		Ημερομηνία Παραγωγής Dátum výroby
	Κωδικός Προϊόντος Kód produktu		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Čítajte inštrukcie pred použitím
	Σειριακός Αριθμός Výrobné číslo		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Nepoužiť ak je obal poškodený
	Αριθμός Παρτίδας Číslo šarže		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Stavajte nahor
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Jedinečné číslo zariadenia		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Chráňte pred slnečným žiarením
	Διατηρήστε Στεγνό Udržujte suché		Υψος στοιβαξης 3 κιβώτια Výška stohovania
	Χειριστείτε με προσοχή Zaobchádzajte opatrne		Εύθραστο Rozbitné
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο Len na vnútorné použitie		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení